



# VPS 転倒転落検出モデル RFIDタグG Type2

for Open Library VPS

## 転倒・転落を検出し、警報通知します。



常時、患者の所在地を追跡しており、転倒・転落が発生すると、  
アラームとともにその場所を知らせます。  
従来タイプ同様、無断外出の危険通知もおこないます。



専用受信機はPoE給電方式ですので、専用の電気配線が不要です。


危険ゾーンで検出されると、パトランプを点灯させたり、ドアをロックしたりすることができます。

# 転倒転落した患者の所在場所を 直ちに通知します。

- 患者が転倒転落した場合、強制アラーム通知システムによって、どこでその患者転倒・転落したのか、さらにその後の状態を逐次報告します。



- MAP上に、患者の所在を表現します。
- 患者の状態がアイコンの周りの色によってひと目でわかるようになっていきます。
- 近傍にいる患者も一覧で確認できます。
- アラームは警告音で、画面点滅で、強制通知できます。
- 新生児監視の場合は、親や看護師など特定の人と新生児の組み合わせ以外で、単独検出されると、アラーム対象となります。
- 徘徊患者は規定の病棟やフロアから検出されなくなると、アラーム対象となります。



- 抜け出しや連れ去りなど患者に危険が迫ると、強制アラーム通知システムによって、どこにその患者がいるか、その移動を追跡し、逐次報告します。
- 詳細情報画面では、アラームページに移動の履歴が表示されます。
- 問題への対処結果を記録できます。



最新の情報はこちらのURLで御覧頂けます。

[www.openlibrary.jp](http://www.openlibrary.jp)

**KOISHI**  
礒川システムデザイン事務所

【企画開発・発売元】礒川システムデザイン事務所  
〒162-0805 東京都新宿区矢来町36番地  
TEL:03-5227-7558 FAX:03-5227-7554  
e-mail: me@koishisd.co.jp  
【福岡工場】  
〒814-0132 福岡市城南区千隈1-16-14 千隈トリアンビル201A