


特定
小電力
無線タグ

Real Time Location System 徘徊・新生児見守りシステム

入居者・患者を見守り、危険を通知します。

徘徊入居者・患者の施設抜け出し監視

さらに、新生児の連れ去り監視まで。



VPS RFIDタグ 使用

VPSの基本機能

■リアルタイムロケーション

人、物の現所在を反映します。


■所在検索

氏名やID、機器の名称、型式などをキーワードにした検索検索により、入居者・患者の所在、必要機材の所在を図面上で確認できます。

■導線再生

入居者・患者、機器の動きを再現できます。再現は一機器の動きでも、全機器の動きでも任意の期間で再現できます。


特定小電力無線タグを使用した位置検出。



二次元平面での対象物の動きと検出イメージ。

タグの位置情報を元に、 危険性を判定し表現します。


- MAP上に、患者の所在を表現します。
- 患者の状態がアイコンの周りの色によってひと目でわかるようになっています。
- 近傍にいる患者も一覧で確認できます。
- アラームは警告音で、画面点滅で、強制通知できます。
- 新生児監視の場合は、親や看護師など特定の人と新生児の組み合わせ以外で、単独検出されると、アラーム対象となります。
- 徘徊患者は規定の病棟やフロアから検出されなくなると、アラーム対象となります。



- 患者に危険が迫ると、強制アラーム通知システムによって、どこにその患者がいるか、その移動を追跡し、逐次報告します。



- 詳細情報画面では、アラームページに移動の履歴が表示されます。
- 問題への対処結果を記録できます。



最新の情報はこちらのURLで御覧頂けます。

www.openlibrary.jp

KOISHI
礒川システムデザイン事務所

【企画開発・発売元】礒川システムデザイン事務所
〒162-0805 東京都新宿区矢来町36番地
TEL:03-5227-7558 FAX:03-5227-7554
e-mail: me@koishisd.co.jp
【福岡工場】
〒814-0132 福岡市城南区千隈1-16-14 千隈トリアンビル201A